






品名	血液用冷蔵庫		
機種名	FMB-121G (NF)		
寸法	外形 (mm) (幅×奥行×高さ)	500×450 (548)×1430	
法	内形 (mm) (幅×奥行×高さ)	420×285×897	
有効内容積 (L)	121 L		
製品質量 (kg)	66 kg		
材質	外装	塗装銅板	
	内装	ステンレス銅板	
質	扉	表面：塗装銅板	
		裏面：塗装銅板	
		特殊二重ガラス	
質		マグネット式	1枚
	断熱材	硬質発泡ポリウレタン一体発泡	
冷却性能	2～6℃ (4℃固定)		
冷却装置	圧縮機公称出力	90W	
	冷媒制御方法	キャピラリーチューブ	
	凝縮器	ワイヤーチューブ型	
	冷却器	強制通風式フィンチューブ型	
	冷媒	R1234yf	
	温度制御	マイコン制御 デジタル温度表示	
電源	霜取方式	自動検知式サイクルデフロスト	
	適用ブレーカー	単相 100V 15A 50/60Hz	
	適用コンセント	接地2P 15A 125V	
	許容電圧範囲 (V)	90～110	
電気特性	冷却時 (50/60Hz)	運転電流 (A)	2.0/1.7
		始動電流 (A)	16/16
		消費電力 (W)	120/145
		力 率 (%)	72/84
	加温時 (外気低温時) (50/60Hz)	運転電流 (A)	1.2/1.2
	消費電力 (W)	115/115	
使用周囲環境 (℃)	－5～35℃ 80%RH以下		
放熱量 50/60Hz	265/280W		
キャスター	4輪 (自在)		
付属品	網網3枚、鍵、転倒防止金具 (床用) ×2セット アンカーボルト (M10) ×2個、ボード用アンカー×4個 (ビス付き)		
認証番号	230AGBZ×0003000		

※1) 仕様・外観につきましては改良の為予告なく変更することがあります。
 ※2) 外形寸法は突起部の寸法を含んでおりません。
 ※3) 各特性値は製品・運転・設置条件などによって若干異なる場合があります。



		殿	整理 No.
日付 2024年12月17日		1 15	図面番号