






最小設置床面積

3.3m²以上


わずかに燃える冷媒を使用しております。
冷媒が漏れたときにも安全に運用するために
最小設置床面積以上の場所に設置してください。

品名		血液用冷蔵庫	
機種名		FMB-301G (NF)	
寸法	外形 (mm) (幅×奥行×高さ)	500×650 (748) ×1870	
	内形 (mm) (幅×奥行×高さ)	420×485×1347	
有効内容積 (L)		303L	
製品質量 (kg)		90kg	
材質	外装	塗装鋼板	
	内装	ステンレス鋼板	
	扉	表面：塗装鋼板 裏面：塗装鋼板 特殊二重ガラス マグネット式 1枚	
	断熱材	硬質発泡ポリウレタン一体発泡	
冷却性能		2～6℃ (4℃固定)	
冷却装置	圧縮機公称出力	90W	
	冷媒制御方法	キャピラリーチューブ	
	凝縮器	ワイヤーチューブ型	
	冷却器	強制通風式フィンチューブ型	
	冷媒	R1234yf	
	温度制御	マイコン制御 デジタル温度表示	
電源	霜取方式	自動検知式サイクルデフロスト	
	適用ブレーカー	単相100V 15A 50/60Hz	
	適用コンセント	接地2P 15A 125V	
	許容電圧範囲 (V)	90～110	
電気特性	冷却時 (50/60Hz)	運転電流 (A)	2.0/1.8
		始動電流 (A)	16/16
		消費電力 (W)	155/155
	加温時 (外気低温時) (50/60Hz)	力率 (%)	76/86
		消費電力 (W)	122/122
使用周囲環境 (℃)		-5～35℃ 80%RH以下	
放熱量 50/60Hz		300/300W	
キャスター		4輪 (自在)	
付属品		棚網5枚、鍵、転倒防止金具 (床用) ×2セット アンカーボルト (M10) ×2個、ボード用アンカー×4個 (ビス付き)	
認証番号		230AGBZX00032000	

- ※1) 仕様・外観につきましては改良の為予告なく変更することがあります。
※2) 外形寸法は突起部の寸法を含んでおりません。
※3) 各特性値は製品・運転・設置条件などによって若干異なる場合があります。



コンセント形状



電源コンセントは必ず接地極付を使用すること

殿

整理No.

日付 2024年12月17日

1/15

図面番号