

FMCシリーズ仕様表

形名		FMC-42PNBSAXL		
周囲条件		温度27°C、湿度70%、周囲風速0.2m/s以下		
商品区分/使用温度帯		凍結血漿、血液パック / 冷凍:-20°C、冷蔵2~8°C		
外形寸法 (幅×奥行×高さ)		1200×900×800		
内形寸法 (幅×奥行×高さ)		986×766×150		
有効内容積	L	121		
棚 (奥行×段数)		-		
作業面積	m ²	0.80		
製品質量	kg	140		
材質	外装		樹脂焼付塗装鋼板、樹脂成形品	
	内装		SUS、樹脂成形品	
	断熱材		硬質ポリウレタン (HFO)	
冷却装置	圧縮機	仕様		全密閉型 DCインバータースクロール
		公称出力		750W
	冷却器		フィンチューブ冷氣強制循環式	
	冷媒制御		電子膨張弁	
	凝縮器		フィンチューブ強制空冷式	
	冷媒	冷媒種		R448A
		充填量	g	700
	温度制御		マイコン制御 デジタル温度表示	
	霜取方式		オサイクレ [®] Frost定時間霜取	
電源	電源仕様		単相 100V	
	適用コンセント形式		接地形2極15A125V	
	コンセント形状			
	適用ブレーカー容量		15A	
電気特性	周波数	Hz	50/60	
	消費電力	冷却時	W	528
		霜取時	W	63
	電流	冷却時	A	6.7
		霜取時	A	0.7
	最大電流	A	7.7	
	運転時力率	-	79	
放熱量	W	510		
換気量	m ³ /h	435		
その他		キャスターφ50		
付属品		排水蒸発装置		

ご注意

仕様及び外観については、改良の為予告なく変更することがあります。