






品名	超低温フリーザー	
機種名	FMD-W330ESH	
寸法	外形 (mm) (幅×奥行×高さ)	750 (845) × 867 (969) × 1850
	内形 (mm) (幅×奥行×高さ)	490 × 600 × 1140
最小設置床面積 (㎡)	5	
定格内容積 (L)	330	
製品質量 (kg)	258	
材質	外装	亜鉛メッキ鋼板、ポリエステル樹脂粉体塗装
	内装	亜鉛メッキ鋼板、ポリエステル樹脂粉体塗装
	扉	亜鉛メッキ鋼板、ポリエステル樹脂粉体塗装
	内扉	ステンレス製ABS樹脂パネル、2枚
断熱材	真空断熱材+硬質発泡ポリウレタン	
冷却性能	周囲温度 30℃ (無負荷)	-90℃ (庫内中央温度)
庫内温度制御範囲	-50℃～-90℃	
冷却装置	凝縮器	フィンチューブ式
	冷却器	チューブオンシート式
	冷媒 (高温側/低温側)	H C 冷媒 / H C 冷媒
	温度制御	マイコン制御 デジタル温度表示
電源	適用ブレーカー	単相 100V 15A 50/60Hz
	適用コンセント	接地 2P 15A 125V
電気特性	許容電圧範囲 (V)	90～110
	安定時運転電流 (A)	8.5/8.5
	最大電流 (A)	13/13
	消費電力 (W)	980/980
使用周囲環境	温度	10～30℃
	湿度	80%以下
放熱量 50/60Hz	980/980W	
警報機能	高温警報、低温警報、停電警報、凝縮器高温保護など	
別売品	貯蔵ラック、補助冷却装置	
付属品	棚 (SUS304 3枚) ヘラ 凝縮器フィルター 鍵	

- ※1) 仕様・外観につきましては改良の為予告なく変更することがあります。
※2) 本製品の各データは弊社基準にて測定しています。
※3) 運転電流・消費電力は、下記の条件にて運転した時の値を示します。
(周囲温度: 30℃、電源電圧: 単相 100V、無負荷)
※4) 可燃性冷媒を使用しております。
冷媒が漏れたときにも安全に運用するために最小設置床面積以上の場所に設置してください。

＜保証について＞
本製品の保証は、製品に付属する保証書に基づき行います。
保証の対象範囲は製品本体のみであり、製品の故障に起因した収納物 (試料や試薬など) の2次補償 (再生産費用・営業補償・機会損失補償など) はいたしません。

日付: 2024年2月16日		1 / 15	図面番号
----------------	--	--------	------