



品名	メディカルフリーザー (チェストタイプ)		
機種名	FMF-038F1-C		
寸法	外形 (mm) (幅×奥行×高さ)	480×520×770	
	内形 (mm) (幅×奥行×高さ)	340×310×345	
有効内容積 (L)	37		
製品質量 (kg)	45		
材質	外装	合金化亜鉛鉄板ポリエステル樹脂焼付塗装	
	内装	アルミ板	
	扉	合金化亜鉛鉄板ポリエステル樹脂焼付塗装 マグネット式1枚	
	断熱材	硬質発泡ポリウレタン	
スノコ網	銅線抗菌樹脂コーティング		
設定温度範囲 (周囲温度30 無負荷)	-15~-40 (5 毎)		
冷却装置	圧縮機公称出力	300W	
	冷媒制御方法	キャピラリーチューブ	
	凝縮器	フィンチューブ冷気強制循環式	
	冷却器	パイプオンシート型	
	冷媒	HFC-404A	
電源	温度制御	マイコン制御 デジタル温度表示	
	適用ブレーカー容量	単相100V 10A 50/60Hz	
	適用コンセント形式	接地付き2極 15A 125V	
電気特性	冷却時 (50/60Hz)	許容電圧範囲 (V)	90~110
		運転電流 (A)	4.2/2.7
		始動電流 (A)	24.5/24.4
		消費電力 (W)	216/214
力率 (%)	51/79		
使用周囲温度 ()	-5~35		
放熱量 50/60Hz	535/580W		
脚	ゴム製		
付属品	スノコ網1枚、鍵		

仕様・外観につきましては改良の予告なく変更することがあります。

殿		整理No.
日付	1/10	図面番号