



品名	メディカルフリーザー（前開きタイプ）										
機種名	FMF-038F1										
寸法	外形（mm） （幅×奥行×高さ）	483×513×717									
	内形（mm） （幅×奥行×高さ）	340×345×310									
有効内容積（L）	38										
製品質量（kg）	45										
材質	外装	合金化亜鉛鉄板ポリエステル樹脂焼付塗装									
	内装	アルミ板									
	扉	合金化亜鉛鉄板ポリエステル樹脂焼付塗装 マグネット式1枚									
	棚カゴ	鋼線抗菌樹脂コーティング									
設定温度範囲 （周囲温度30 無負荷）	-15～-40（5 毎）										
冷却装置	圧縮機公称出力	300W									
	冷媒制御方法	キャピラリーチューブ									
	凝縮器	フィンチューブ冷気強制循環式									
	冷却器	パイプオンシート型									
	冷媒	HFC-404A									
電源	温度制御	マイコン制御 デジタル温度表示									
	適用ブレーカー容量	単相100V 10A 50/60Hz									
	適用コンセント形式	接地付き2極 15A 125V									
電気特性	許容電圧範囲（V）	90～110									
		冷却時 （50/60Hz）	<table border="1"> <tr> <td>運転電流（A）</td> <td>3.7/2.1</td> </tr> <tr> <td>始動電流（A）</td> <td>25.4/25.1</td> </tr> <tr> <td>消費電力（W）</td> <td>220/200</td> </tr> <tr> <td>力率（%）</td> <td>59/95</td> </tr> </table>	運転電流（A）	3.7/2.1	始動電流（A）	25.4/25.1	消費電力（W）	220/200	力率（%）	59/95
		運転電流（A）	3.7/2.1								
		始動電流（A）	25.4/25.1								
消費電力（W）	220/200										
力率（%）	59/95										
使用周囲温度（℃）	-5～35										
放熱量 50/60Hz	530/570W										
脚	ゴム製										
付属品	棚カゴ2個、鍵										

仕様・外観につきましては改良の為予告なく変更することがあります。

<b>殿</b>		整理No.
日付	1 / 10	図面番号