





品名	卓上型クリーンベンチ
機種名	FMM-320TCB
外形寸法 (mm) (幅×奥行×高さ)	1300×525×825 (1350)
全高寸法(mm) (シャッターガラス開口時)	1010
ワークエリア寸法(mm) (幅×奥行×高さ)	1295×510×555
外装	鋼板: 耐候、耐食焼付塗装
内装	底板 SUS鋼板 HL 仕上げ 内装 鋼板: 耐候、耐食焼付塗装
前面シャッター	セミ強化ガラス
メインフィルター	HEPA 集塵効率99.99%以上(0.3μm粒子)
プレフィルター	不織布
清浄度	ISO-クラス5(クラス100) (周囲環境: ISO-クラス8の場合)
殺菌灯	20W×1本
蛍光灯	40W×1本
吹出し風速	0.4m/s以上(初期値)
電源	単相100V 50Hz/60Hz
消費電力	113W
製品質量	71kg
電源コード	2極接地極付プラグ 機外長2000mm
許容電圧範囲 (V)	90~110
使用周囲温度 (℃)	5~35
使用周囲湿度	85%RH以下

※ガスバーナ設置のため、本体右側面に
150mmの設置スペースを確保してください。

電源コンセント形状

2極接地極付コンセント 15A 125V

※差込みプラグ形状が2極接地極付 15A 125V
ですので、必ず上記形状の電源コンセントを御用意ください。

※仕様及び外観については改良のため予告なく
変更することがあります。

整理No.

卓上型クリーンベンチ
FMM-320TCB

日付

S=1/10

ケース番号

図面番号

TS3-47633-1