


品名	スリム型薬用保冷庫	
機種名	FMS-175GSX	
寸法	外形 (mm) (幅×奥行×高さ)	500×450 (548)×1870
	内形 (mm) (幅×奥行×高さ)	420×285×1347
有効内容積 (L)	179 L	
製品質量 (kg)	76 kg	
材質	外装	塗装鋼板
	内装	塗装鋼板 カラー鋼板
質	扉	表面：塗装鋼板 裏面：塗装鋼板 特殊二重ガラス マグネット式 1枚
	断熱材	硬質発泡ポリウレタン一体発泡
設定温度範囲	ECモード：2～25℃ HCモード：3～5℃	
温度変動幅	ECモード：4℃ (無負荷、周囲温度-5～35℃) HCモード：2℃ (無負荷、周囲温度1～30℃)	
冷却装置	圧縮機公称出力	90W
	冷媒制御方法	キャピラリーチューブ
	凝縮器	ワイヤーチューブ型
	冷却器	強制通風式フィンチューブ型
	冷媒	R1234yf
電源	温度制御	マイコン制御 デジタル温度表示
	霜取方式	自動検知式サイクルデフロスト
電気特性	適用ブレーカー	単相100V 15A 50/60Hz
	適用コンセント	接地2P 15A 125V
	許容電圧範囲 (V)	90～110
使用周囲環境 (°C)	冷却時 (50/60Hz)	運転電流 (A) 1.9/1.7 始動電流 (A) 16/16 消費電力 (W) 144/147 力率 (%) 74/85
	加温時 (外気低温時)	運転電流 (A) 1.2/1.2 消費電力 (W) 122/122
	放熱量 50/60Hz	290/315W
	使用周囲環境 (°C)	-5～35℃ 80%RH以下
キャスター	4輪 (自在)	
付属品	棚網5枚、鍵	

- ※1) 仕様・外観につきましては改良の為予告なく変更することがあります。
- ※2) 外形寸法は突起部の寸法を含んでおりません。
- ※3) 各特性値は製品・運転・設置条件などによって若干異なる場合があります。



殿		整理No.
日付 2023年4月19日	1/15	図面番号