


**最小設置床面積**

**3.3m<sup>2</sup> 以上**

わずかに燃える冷媒を使用しております。  
冷媒が漏れたときにも安全に運用するために  
最小設置床面積以上の場所に設置してください。

品名	薬用保冷庫		
機種名	FMS-305GUX		
寸法	外形 (mm) (幅×奥行×高さ)	800×450×1870	
	内形 (mm) (幅×奥行×高さ)	700×285×1337	
有効内容積 (L)	300 L		
製品質量 (kg)	100 kg		
材質	外装	塗装鋼板	
	内装	塗装鋼板 カラー鋼板	
	扉	表面：塗装鋼板 裏面：塗装鋼板 特殊二重ガラス マグネット式 1枚	
	断熱材	硬質発泡ポリウレタン一体発泡	
設定温度範囲	ECモード：2～25℃ HCモード：3～5℃		
温度変動幅	ECモード：4℃ (無負荷、周囲温度-5～35℃) HCモード：2℃ (無負荷、周囲温度1～30℃)		
冷却装置	圧縮機公称出力	140W	
	冷媒制御方法	キャピラリーチューブ	
	凝縮器	ワイヤーチューブ型	
	冷却器	強制通風式フィンチューブ型	
	冷媒	R1234yf	
電源	温度制御	マイコン制御 デジタル温度表示	
	霜取方式	自動検知式サイクルデフロスト	
	適用ブレーカー	単相100V 15A 50/60Hz	
電気特性	適用コンセント	接地2P 15A 125V	
	許容電圧範囲 (V)	90～110	
	冷却時 (50/60Hz)	運転電流 (A)	2.4/2.4
		始動電流 (A)	20/20
加温時 (外気低温時) (50/60Hz)	消費電力 (W)	215/231	
	力率 (%)	89/97	
使用周囲環境 (°C)	運転電流 (A)	2.1/2.1	
	消費電力 (W)	207/207	
放熱量 50/60Hz	350/395W		
キャスター	4輪 (自在)		
付属品	棚網10枚、鍵 (各扉1個)		

※1) 仕様・外観につきましては改良の為予告なく変更することがあります。  
※2) 外形寸法は突起部の寸法を含んでおりません。



日付 2023年4月19日	1 / 15	整理No. 図面番号
---------------	--------	---------------