


品名	薬用保冷庫		
機種名	FMS-306GUX		
寸法	外形 (mm) (幅 奥行 高さ)	800 450 1863	
	内形 (mm) (幅 奥行 高さ)	700 285 1337	
有効内容積 (L)	300L		
製品質量 (kg)	100kg		
材質	外表	塗装鋼板	
	内装	塗装鋼板 カラー鋼板	
扉	表面	塗装鋼板	
	裏面	塗装鋼板	
断熱材	特殊二重ガラス マグネット式 1枚		
	硬質発泡ポリウレタン一体発泡		
設定温度範囲	ECモード: 2~25 HCモード: 3~5		
温度変動幅	ECモード: 4 (無負荷、周囲温度・5~35) HCモード: 2 (無負荷、周囲温度1~30)		
冷却装置	圧縮機公称出力	125W	
	冷媒制御方法	キャピラリーチューブ	
	凝縮器	ワイヤーチューブ型	
	冷却器	強制通風式フィンチューブ型	
	冷媒	R1234yf	
電源	温度制御	マイコン制御 デジタル温度表示	
	霜取り方式	自動検知式サイクルデフロスト	
電圧	適用ブレーカー	単相100V 15A 50/60Hz	
	適用コンセント	接地2P 15A 125V	
電気特性	許容電圧範囲 (V)	90~110	
	冷却時 (50/60Hz)	運転電流 (A)	2.3 / 2.2
		始動電流 (A)	2.2 / 2.2
		消費電力 (W)	205 / 215
加温時 (外気低温時) (50/60Hz)	力率 (%)	87 / 96	
	運転電流 (A)	2.1 / 2.1	
	消費電力 (W)	207 / 207	
使用周囲環境 ()	-5~35 80%RH以下		
放熱量 50/60Hz	395 / 462W		
キャスター	4輪 (自在)		
付属品	棚網10枚、鍵 (各扉1個)		

- 仕様・外觀につきましては改良の為予告なく変更することがあります。
- 外形寸法は突起部の寸法を含んでおりません。
- 各特性値は製品・運転・設置条件などによって若干異なる場合があります。

コンセント形状



電源コンセントは必ず接地極付を使用すること

殿		整理No.
日付 2026年03月26日	1/15	図面番号