


品名	薬用保冷库		
機種名	FMS-505GX		
寸法	外形 (mm) (幅×奥行×高さ)	800×650 (748) ×1870	
	内形 (mm) (幅×奥行×高さ)	700×485×1337	
有効内容積 (L)	500 L		
製品質量 (kg)	112 kg		
材質	外装	塗装鋼板	
	内装	塗装鋼板 カラー鋼板	
質	扉	表面：塗装鋼板 裏面：塗装鋼板 特殊二重ガラス マグネット式 2枚	
	断熱材	硬質発泡ポリウレタン一体発泡	
設定温度範囲	ECモード：2～25℃ HCモード：3～5℃		
温度変動幅	ECモード：4℃ (無負荷、周囲温度-5～35℃) HCモード：2℃ (無負荷、周囲温度1～30℃)		
冷却装置	圧縮機公称出力	140W	
	冷媒制御方法	キャピラリーチューブ	
	凝縮器	ワイヤーチューブ型	
	冷却器	強制通風式フィンチューブ型	
電源	冷媒	R1234yf	
	温度制御	マイコン制御 デジタル温度表示	
霜取方式	霜取方式	自動検知式サイクルデフロスト	
	適用ブレーカー	単相100V 15A 50/60Hz	
電圧	適用コンセント	接地2P 15A 125V	
	許容電圧範囲 (V)	90～110	
電気特性	冷却時 (50/60Hz)	運転電流 (A)	2.4/2.4
		始動電流 (A)	20/20
	加温時 (外気低温時) (50/60Hz)	消費電力 (W)	219/234
		力率 (%)	91/98
使用周囲環境 (°C)	運転電流 (A)	2.1/2.1	
	消費電力 (W)	207/207	
放熱量 50/60Hz	-5～35℃ 80%RH以下 355/390W		
キャスター	4輪 (自在)		
付属品	棚網10枚、鍵 (各扉1個)		

- ※1) 仕様・外観につきましては改良の為予告なく変更することがあります。
- ※2) 外形寸法は突起部の寸法を含んでおりません。
- ※3) 各特性値は製品・運転・設置条件などによって若干異なる場合があります。



日付 2023年4月19日	1/15	整理No.
図面番号		殿