


品名	薬用冷凍冷蔵庫	
機種名	FMS-F154GS	
寸法	外形 (mm) (幅×奥行×高さ)	500×600 (698) × 1870
	内形 (mm) (幅×奥行×高さ)	(冷蔵室) 420×443×898 (冷凍室) 370×443×363
有効内容積 (L)	(冷蔵室) 174 L (冷凍室) 62 L	
製品質量 (kg)	95	
材質	外装	塗装鋼板
	内装	塗装鋼板、樹脂鋼板
	扉	表面：塗装鋼板 裏面：塗装鋼板 マグネット式 2枚 (冷蔵室はガラス扉)
	断熱材	硬質発泡ポリウレタン一体発泡
冷却性能	(冷蔵室) 2~14℃ (冷凍室) -30~-20℃ (無負荷、周囲温度30℃)	
	圧縮機公称出力	350W
冷却装置	冷媒制御方法	キャピラリーチューブ
	凝縮器	フィンチューブ型強制空冷式
	冷却器	(冷蔵室) フィンチューブ型強制循環式 (冷凍室) パイプオンシート型
	冷媒	R-404A
	温度制御	マイコン制御 デジタル温度表示 各種警報機能付き (ブザー有り)
	霜取方式	(冷蔵室) サイクルデフロスト (冷凍室) オフサイクルデフロスト (手動式)
	電圧	適用ブレーカー
電源	適用コンセント	接地形 2極 15A 125V
	許容電圧範囲 (V)	90~110
	電気特性	冷却時 (50/60Hz)
保温時 (50/60Hz)		運転電流 (A) 1.3/1.3 消費電力 (W) 128/128
使用周囲温度 (℃)		-5~35℃
放熱量 50/60Hz		475/505W
キャスター	4輪 (自在)	
付属品	冷蔵室：棚網3枚、冷凍室：棚網1枚、鍵	

- ※1) 仕様・外観につきましては改良の為予告なく変更することがあります。
- ※2) 外形寸法は突起部の寸法を含んでおりません。
- ※3) オプションの自記温度記録計は通常1室のみとなります。両室をご希望の場合は別途ご相談ください。
- ※4) 各特性値は製品・運転・設置条件などによって若干異なる場合があります。



殿		整理No.
日付	1/20	図面番号