


品名	薬用冷凍冷蔵庫		
機種名	FMS-F155GSX		
寸法	外形 (mm) (幅×奥行×高さ)	500×600 (702) × 1870	
	内形 (mm) (幅×奥行×高さ)	(冷蔵室) 420×443×898 (冷凍室) 370×443×363	
有効内容積 (L)	(冷蔵室) 173 L (冷凍室) 62 L		
製品質量 (kg)	95		
材質	外装	塗装鋼板	
	内装	塗装鋼板、カラー鋼板	
	扉	表面：塗装鋼板、裏面：塗装鋼板 特殊二重ガラス マグネット式 2枚 (冷蔵室はガラス扉1枚)	
	断熱材	硬質発泡ポリウレタン一体発泡	
設定温度範囲	(冷蔵室) 2~14℃ (冷凍室) -30~-20℃		
冷却装置	圧縮機公称出力	350W	
	冷媒制御方法	キャピラリーチューブ	
	凝縮器	マイクロチャンネル強制空冷式	
	冷却器	(冷蔵室) 強制通風式フィンチューブ式 (冷凍室) パイプオンシート型	
	冷媒	R-1234yf	
	温度制御	マイコン制御 デジタル温度表示	
霜取方式	(冷蔵室) 自動検知式サイクルデフロスト		
	(冷凍室) オフサイクルデフロスト (手動式)		
電源	適用ブレーカー	単相100V 15A 50/60Hz	
	適用コンセント	接地形 2極 15A 125V	
	許容電圧範囲 (V)	90~110	
電気特性	冷却時 (50/60Hz)	運転電流 (A)	3.7/2.4
		始動電流 (A)	28/29
		消費電力 (W)	235/240
	保温時 (50/60Hz)	力率 (%)	63/92
消費電力 (W)		200/190	
使用周囲環境	-5~35℃ 80%RH以下		
放熱量 50/60Hz	946/1105W		
キャスター	4輪 (自在)		
付属品	冷蔵室：棚網3枚、冷凍室：棚網1枚、鍵霜取用ヘラ1個		

- ※1) 仕様・外観につきましては改良の為予告なく変更することがあります。
- ※2) 外形寸法は突起部の寸法を含んでおりません。
- ※3) オプションの自記温度記録計は通常片方の部屋のみとなります。両室をご希望の場合は別途ご相談ください。
- ※4) 各特性値は製品・運転・設置条件などによって若干異なる場合があります。

コンセント形状



⇨ 吸込
⇦ 吹出
電源コンセントは必ず接地極付を使用すること

殿		整理No.
日付 2023年4月27日	1/20	図面番号