


| | | | |
|-------------|--------------------------|--|---------|
| 品名 | 薬用冷凍冷蔵庫 | | |
| 機種名 | FMS-F304G | | |
| 寸法 | 外形 (mm) (幅×奥行×高さ) | 800×600 (698)×1870 | |
| | 内形 (mm) (幅×奥行×高さ) | (冷蔵室) 720×443×898 (冷凍室) 670×443×363 | |
| 有効内容積 (L) | (冷蔵室) 315L (冷凍室) 113L | | |
| 製品質量 (kg) | 132kg | | |
| 材質 | 外装 | 塗装鋼板 | |
| | 内装 | 塗装鋼板、樹脂鋼板 | |
| | 扉 | 表面：塗装鋼板 裏面：塗装鋼板 マグネット式 4枚 (冷蔵室はガラス扉2枚) | |
| | 断熱材 | 硬質発泡ポリウレタン一体発泡 | |
| 冷却性能 | (無負荷、周囲温度30℃) | (冷蔵室) 2~14℃ (冷凍室) -30~-20℃ | |
| | 圧縮機公称出力 | (冷蔵室) 100W (冷凍室) 350W | |
| 冷却装置 | 冷媒制御方法 | キャピラリチューブ | |
| | 凝縮器 | フィンチューブ型強制空冷式 | |
| | 冷却器 | (冷蔵室) フィンチューブ型強制循環式 (冷凍室) パイプオンシート型 | |
| | 冷媒 | (冷蔵室) R-134a (冷凍室) R-404A | |
| | 温度制御 | マイコン制御 デジタル温度表示 各種警報機能付き (ブザー有り) | |
| | 霜取方式 | (冷蔵室) サイクルデフロスト (冷凍室) オフサイクルデフロスト (手動式) | |
| 電源 | 適用ブレーカー | 単相100V 15A 50/60Hz | |
| | 適用コンセント | 接地形 2極 15A 125V | |
| | 許容電圧範囲 (V) | 90~110 | |
| 電気特性 | 冷却時 (50/60Hz) | 運転電流 (A) | 4.9/4.2 |
| | | 始動電流 (A) | 21/21 |
| | | 消費電力 (W) | 395/405 |
| | 保温時 (50/60Hz) | 力率 (%) | 80/96 |
| 消費電力 (W) | | 215/215 | |
| 使用周囲温度 (℃) | -5~35℃ | | |
| 放熱量 50/60Hz | 696/720W | | |
| キャスター | 4輪 (自在) | | |
| 付属品 | 冷蔵室：棚網6枚、冷凍室：棚網2枚、鍵 | | |

※1) 仕様・外観につきましては改良の為予告なく変更することがあります。
 ※2) 外形寸法は突起部の寸法を含んでおりません。
 ※3) オプションの自記温度記録計は通常片方の部屋のみとなります。両室をご希望の場合は別途ご相談ください。
 ※4) 各特性値は製品・運転・設置条件などによって若干異なる場合があります。



| | | |
|----|------|-------|
| 殿 | | 整理No. |
| 日付 | 1/20 | 図面番号 |