







⇒ 吸い込み ➡ 吹き出し

品名		低温インキュベーター	
機種名		FMU-054I	
寸法	外形 (mm) (幅×奥行×高さ)	483×487 (554) ×690	
	内形 (mm) (幅×奥行×高さ)	400×335×370	
有効内容積 (L)		50	
製品質量 (kg)		40	
材質	外装	合金化亜鉛鉄板ポリエステル樹脂焼付塗装	
	内装	ステンレス鋼板 SUS304	
	扉	合金化亜鉛鉄板ポリエステル樹脂焼付塗装 裏面 ステンレス鋼板 特殊二重ガラス マグネット式1枚	
質	断熱材	硬質発泡ポリウレタン	
	自在棚	鋼線抗菌樹脂コーティング	
設定温度範囲 (周囲温度 20℃ 無負荷)		-15～50℃	
冷却装置	圧縮機公称出力	75W	
	冷媒制御方法	キャピラリーチューブ	
	凝縮器	ワイヤーチューブ強制空冷式	
	冷却器	フィンチューブ冷気強制循環式	
	冷媒	R-134a	
	温度制御	マイコン制御 デジタル温度表示	
加熱装置	霜取方式	マイコン制御 ヒーターデフロスト	
	加熱器	ヒーター 120W	
電源	温度制御	庫内強制循環式	
	適用ブレーカー容量	単相100V 10A 50/60Hz	
	適用コンセント形式	接地2P 15A 125V	
許容電圧範囲 (V)		90～110	
電気特性	冷却時 (50/60Hz)	運転電流 (A)	1.3/1.3
		始動電流 (A)	13.1/12.6
		消費電力 (W)	115/130
		力 率 (%)	90/99
	霜取時 (50/60Hz)	運転電流 (A)	1.4/1.4
		消費電力 (W)	140/140
	最大時 (50/60Hz)	運転電流 (A)	2.7/2.7
		消費電力 (W)	255/270
使用周囲温度 (℃)		-5～35	
放熱量 50/60Hz		200/240W	
脚		ゴム製	
付属品		棚網2枚、測定孔キャップ	
その他		遮光板1枚	

仕様・外観につきましては改良の為予告なく変更することがあります。

コンセント形状



電源コンセントは必ず接地極付を使用すること

日付 2022. 12. 01		整理No.
1/10		図面番号