






品名		低温インキュベーター		
機種名		FMU-133I		
寸法	外形 (mm) (幅×奥行×高さ)	700×569×1107		
	内形 (mm) (幅×奥行×高さ)	620×340×584		
有効内容積 (L)		130		
製品質量 (kg)		70		
材質	外装	合金化亜鉛鉄板ポリエステル樹脂焼付塗装		
	内装	ステンレス鋼板		
	扉	合金化亜鉛鉄板ポリエステル樹脂焼付塗装 裏面 ステンレス鋼板 特殊二重ガラス マグネット式1枚		
		断熱材		硬質発泡ポリウレタン
		自在棚		鋼線抗菌樹脂コーティング
冷却性能 周囲温度30℃ (無負荷)		-15～50℃		
冷却装置	圧縮機公称出力	175W		
	冷媒制御方法	キャピラリーチューブ		
	凝縮器	ワイヤーチューブ強制空冷式		
	冷却器	フィンチューブ冷気強制循環式		
	冷媒	R-134a		
	温度制御	マイコン制御 デジタル温度表示		
加湿装置	霜取方式	マイコン制御 ヒーターデフロスト		
	加熱器	ヒーター 190W		
電源	温度制御	庫内強制循環式		
	適用ブレーカー容量	単相100V 15A 50/60Hz		
電源	適用コンセント形式	接地2P 15A 125V		
	許容電圧範囲 (V)	90～110		
	電気特性	冷却時 (50/60Hz)	運転電流 (A)	3.0/2.4
始動電流 (A)			18.6/17.6	
消費電力 (W)			245/235	
力 率 (%)			82/98	
霜取時 (50/60Hz)		運転電流 (A)	2.5/2.5	
		消費電力 (W)	250/250	
最大時 (50/60Hz)		運転電流 (A)	4.4/4.6	
		消費電力 (W)	430/440	
使用周囲温度 (℃)		-5～35℃ 80%RH以下		
放熱量 50/60Hz		525/560W		
照明		蛍光灯 15W		
キャスター		4輪 (自在)		
付属品		専用棚網3枚、鍵1set		

仕様・外観につきましては改良の為予告なく変更することがあります。

コンセント形状



電源コンセントは必ず接地極付を使用すること

殿

整理No.

日付 2023. 05. 11

1 / 15

図面番号