






品名	低温インキュベーター	
機種名	FMU-134I	
寸法	外形 (mm) (幅×奥行×高さ)	700×569×1107
	内形 (mm) (幅×奥行×高さ)	620×340×584
有効内容積 (L)	130	
製品質量 (kg)	70	
材質	外装	合金化亜鉛鉄板ポリエステル樹脂焼付塗装
	内装	ステンレス鋼板
質	扉	合金化亜鉛鉄板ポリエステル樹脂焼付塗装 裏面 ステンレス鋼板 特殊二重ガラス マグネット式1枚
	断熱材	硬質発泡ポリウレタン
自在棚	鋼線抗腐蝕樹脂コーティング	
	自在棚	
冷却性能	周囲温度30℃ (無負荷)	
冷凍	圧縮機公称出力	180W
	冷凍制御方法	キャピラリーチューブ
凝縮器	ワイヤーチューブ強制空冷式	
	フィンチューブ冷気強制循環式	
冷媒	冷媒	R134a
	温度制御	マイコン制御 デジタル温度表示
霜取り方式	マイコン制御 ヒーターデフロスト	
	ヒーター	190W
温度制御	温度制御	庫内強制循環式
	適用ブレーカー容量	単相100V 15A 50/60Hz
電源	適用コンセント形式	接地付き2極 15A 125V
	許容電圧範囲 (V)	90~110
電気特性	冷却時 (50/60Hz)	運転電流 (A) 2.6/2.4 始動電流 (A) 14.8/14.9 消費電力 (W) 210/220 力率 (%) 81/92
	霜取り時 (50/60Hz)	運転電流 (A) 2.5/2.5 消費電力 (W) 250/250 最大時 (50/60Hz) 運転電流 (A) 4.5/4.5 消費電力 (W) 430/450
使用周囲温度 (℃)		-5~35℃ 80%RH以下
放熱量 50/60Hz		574/662W
照明		蛍光灯 15W
キャスター		4輪 (自在)
付属品		専用棚網3枚、鍵1set

仕様・外観につきましては改良の為予告なく変更することがあります。

コンセント形状



電源コンセントは必ず接地極付を使用すること

殿		整理No.
日付 2024.04.12	1/15	図面番号