






品名		低温インキュベーター	
機種名		FMU-204 I	
寸法	外形 (mm) (幅×奥行×高さ)	700×799×1107	
	内形 (mm) (幅×奥行×高さ)	620×545×584	
有効内容積 (L)		207	
製品質量 (kg)		100	
材質	外装	合金化亜鉛鉄板ポリエステル樹脂焼付塗装	
	内装	ステンレス鋼板	
質	扉	合金化亜鉛鉄板ポリエステル樹脂焼付塗装	
		裏面 ステンレス鋼板	
		特殊二重ガラス	
		マグネット式1枚	
	断熱材	硬質発泡ポリウレタン	
自在棚	鋼線抗菌樹脂コーティング		
冷却性能 周囲温度30℃ (無負荷)		-15～50℃	
冷却装置	圧縮機公称出力	175W	
	冷媒制御方法	キャピラリーチューブ	
	凝縮器	ワイヤーチューブ強制空冷式	
	冷却器	フィンチューブ冷気強制循環式	
	冷媒	R-134a	
	温度制御	マイコン制御 デジタル温度表示	
加熱装置	霜取方式	マイコン制御 ヒーターデフロスト	
	加熱器	ヒーター 400W	
電源	温度制御	庫内強制循環式	
	適用ブレーカー容量	単相100V 15A 50/60Hz	
電気特性	適用コンセント形式	接地2P 15A 125V	
	許容電圧範囲 (V)	90～110	
	電気特性	冷却時 (50/60Hz)	運転電流 (A)
始動電流 (A)			13.8/14.7
消費電力 (W)			210/220
力 率 (%)			88/96
霜取時 (50/60Hz)		運転電流 (A)	4.1/4.1
		消費電力 (W)	410/410
最大時 (50/60Hz)		運転電流 (A)	7.8/7.6
		消費電力 (W)	595/615
使用周囲温度 (℃)		-5～35℃ 80%RH以下	
放熱量 50/60Hz		625/655W	
照明		蛍光灯 15W	
キャスター		4輪 (自在)	
付属品		専用棚網3枚、鍵1set	

仕様・外観につきましては改良の為予告なく変更することがあります。

コンセント形状



電源コンセントは必ず接地極付を使用すること

日付 2023.05.11		1/20	図面番号
整理No.		殿	