


品名	低温インキュベーター		
機種名	FMU-263I		
寸法	外形 (mm) (幅×奥行×高さ)	700×569×1677	
	内形 (mm) (幅×奥行×高さ)	620×340×1154	
有効内容積 (L)	259		
製品質量 (kg)	95		
材質	外装	合金化亜鉛鉄板ポリエステル樹脂焼付塗装	
	内装	ステンレス鋼板	
	扉	合金化亜鉛鉄板ポリエステル樹脂焼付塗装 裏面 ステンレス鋼板 特殊二重ガラス マグネット式1枚	
	断熱材	硬質発泡ポリウレタン	
	自在棚	鋼線抗菌樹脂コーティング	
冷却性能	周囲温度30℃(無負荷)	-15~50℃	
冷却装置	圧縮機公称出力	300W	
	冷媒制御方法	キャピラリーチューブ	
	凝縮器	ワイヤーチューブ強制空冷式	
	冷却器	フィンチューブ冷気強制循環式	
	冷媒	R-134a	
	温度制御	マイコン制御 デジタル温度表示	
加熱装置	霜取方式	マイコン制御 ヒーターデフロスト	
	加熱器	ヒーター 350W	
電源	温度制御	庫内強制循環式	
	適用ブレーカー容量	単相100V 15A 50/60Hz	
	適用コンセント形式	接地付き2極 15A 125V	
電気特性	許容電圧範囲 (V)	90~110	
	冷却時 (50/60Hz)	運転電流 (A)	4.9/3.3
		始動電流 (A)	24.4/26.8
		消費電力 (W)	360/320
		力率 (%)	71/97
	霜取時 (50/60Hz)	運転電流 (A)	3.9/3.9
消費電力 (W)		393/393	
最大時 (50/60Hz)	運転電流 (A)	8.0/7.6	
	消費電力 (W)	720/730	
使用周囲温度 (°C)	-5~35℃ 80%RH以下		
放熱量 50/60Hz	735/745W		
照明	蛍光灯 15W		
キャスター	4輪 (自在)		
付属品	専用棚網5枚、鍵1set		

仕様・外観につきましては改良の為予告なく変更することがあります。

コンセント形状



電源コンセントは必ず接地極付を使用すること

殿		整理No.
日付 2023.05.11	1/20	図面番号