

GALILEI

Be cool, Be alive.

小型薬用保冷库

MediFridge

環境にやさしいノンフロン冷媒を採用!!

小型でも冷蔵から常温までしっかり温度管理可能




■ノンフロン仕様

地球温暖化係数が低い地球環境に優しい冷媒です。

また、フロン排出抑制法の対象外です。

地球温暖化係数(GWP)比較



※GWP数値は経済産業省告示第54号およびISO5149-1より引用



FMS-055GMX

標準価格:168,000円(税抜)

運転モード切替機能

EC(Eco Control)モード

設定温度範囲が2~25℃と広範囲の設定が可能。
要冷薬品のみでなく、常温薬品の保管もできます。

HC(High Control)モード

温度変動幅を小さくし、より安定した庫内温度を実現。
厳密な温度管理が必要な医薬品保管に最適です。


左開き仕様

右手に薬品を持ったまま開閉できる扉開き
※オプションで右開き仕様も可能



バスケット付

奥まで有効活用できる
バスケット2個付属



内形寸法
W344×D244×H99mm

施錠装置付



個体別の鍵を採用
他の保冷库の鍵を開けられないよう
セキュリティ強化

オプション

サーモレコーダー

庫内温度の履歴を自動記録できます。
※記録紙1年分(12コ)付属

記録範囲
-10~44℃
(記録精度±2℃)

標準価格:61,000円(税抜)
[取付金具標準価格:8,000円(税抜)]



温度データロガー

testo174Tセット
標準価格:22,000円(税抜)
※その他の種類もございます



右開き扉仕様

標準価格:7,000円(税抜)

停電警報ブザーキット

乾電池式で停電時にブザーでお知らせします。
標準価格:13,200円(税抜)

外部警報接点出力

標準価格:4,200円(税抜)

鍵付き収納 セット

(詳細裏面参照)

小分け収納 ケース

(詳細裏面参照)

MD C-217