


品名	小型薬用保冷庫		
機種名	FMS-054GM		
寸法	外形 (mm) (幅×奥行×高さ)	500×452 (482) × 690	
	内形 (mm) (幅×奥行×高さ)	420×335×297	
有効内容積 (L)	42		
製品質量 (kg)	27		
材質	外装	塗装鋼板	
	内装	ABS樹脂 塗装鋼板	
	扉	表面：塗装鋼板 裏面：ABS樹脂 マグネット式 1枚	
	断熱材	シクロペンタン発泡	
冷却性能 (無負荷、周囲温度30℃)	2～14℃		
冷却装置	圧縮機公称出力	60W	
	冷媒制御方法	キャピラリーチューブ	
	凝縮器	ワイヤーチューブ型	
	冷却器	強制通風式フィンチューブ型	
	冷媒	R-134a	
	温度制御	マイコン制御 デジタル温度表示	
	霜取方式	サイクルデフロスト	
電源	適用ブレーカー	単相100V 15A 50/60Hz	
	適用コンセント	接地形 2極 15A 125V	
	許容電圧範囲 (V)	90～110	
電気特性	冷却時 (50/60Hz)	運転電流 (A)	1.6/1.5
		始動電流 (A)	12/12
		消費電力 (W)	105/106
	加温時 (外気低温時) (50/60Hz)	運転電流 (A)	4.5/4.5
		消費電力 (W)	45/45
使用周囲温度 (℃)	-5～35℃		
放熱量 50/60Hz	200/200W		
付属品	バスケット (2個)、鍵		
オプション	自記録温度計、識別帯シール (4色)		

※1) 仕様・外観につきましては改良の為予告なく変更することがあります。
 ※2) 外形寸法は突起部の寸法を含んでおりません。



殿		整理No.
日付	1 / 20	図面番号