

ファーマラボ EXPO

フクシマガリレイ株式会社 出展のご案内

感染症抑制効果のある電解次亜水「FE クリーン水」を実機出展します。

また従来機種和省エネ、省スペース、高精度制御をコンセプトにした薬用保冷庫・冷凍庫をはじめ、他にも製氷機や業務用冷蔵庫等も展示します。

ぜひ、フクシマガリレイブースにお立ち寄りください！ご来場、心よりお待ちしております。

■純水生成装置 FMP シリーズ

1 μ S/cm 以下の純水を生成。

36 ℓ /h の豊富な生成能力で器具の洗浄や自動分析・染色用に最適です。



■電解次亜水生成装置 FE クリーン水

食塩と水を電気分解することで得られる弱アルカリ性の水溶液。

次亜塩素酸ナトリウム水溶液と同等の効果の「電解次亜水」を生成。

さまざまな場面の除菌に活躍。



豊富なカラーバリエーションの主力製品もご覧いただけます！

第2回 ファーマラボ EXPO

医薬品 研究・開発展

会期: 2020年11月25日[水]~27日[金]

会場: 幕張メッセ

弊社ブース **28 - 26** にお立ち寄りください

※本案内状ではご入場いただけません。同封の招待券をご持参ください。

