

2021年11月8日(月)～10日(水)
10:00～17:00 幕張メッセ
[フクシマガリレイブース]5ホールNo.5 B-503

検体やウイルス・細胞等の試料の長期保管に

NEW 超低温フリーザー

デュアル冷却システムによって、万一のトラブル発生時も片側の冷凍回路だけで低温を維持できる2つの冷凍回路を搭載。故障時のリスク回避にも繋がります。

近日発売

ACDC対応 車載コールドボックス



▲ F0140/FDN Auto 冷凍冷蔵タイプ



▲ T0022/FDH 恒温庫タイプ



▲ FMD-D600ETRL



▲ FMD-D350ESH

温度設定範囲-20℃～60℃に拡大
低温インキュベーター

FMU-1801-HC ▶



温度設定範囲2℃～25℃
薬用保冷库

FMS-504G ▶




JASIS 2021

[会期] 2021年11月8日(月)～10日(水)
10:00～17:00

[会場] 幕張メッセ
[フクシマガリレイブース]5ホールNo.5 B-503

[アクセス] J R京葉線「海浜幕張駅」駅下車 徒歩約5分
総武線「幕張本郷」下車 バス約17分
京成バス「幕張メッセ中央」下車



※ご入場には別途招待状が必要です。弊社営業担当者にお気軽にお申し付け下さい。