

第24回 インターフェックス ジャパン

医薬品 化粧品 製造展

2022年7月13日(水)～15日(金) 10:00～18:00(最終日17:00)

会場：東京ビッグサイト [フクシマガリレイブース] 西2ホール19-10

検体やウイルス・細胞等の試料の長期保管に

超低温フリーザー Vitalシリーズ

デュアル冷却システムによって、万一のトラブル発生時も片側の冷凍回路だけで低温を維持できる2つの冷凍回路を搭載。故障時のリスク回避にも繋がります。



【近日発売】ノンフロンタイプ
スリム型薬用保冷庫

◀ FMS-305GS



【近日発売】ノンフロンタイプ
薬用保冷庫

FMS-505G ▶



▲ FMD-D600ETRL



▲ FMD-D350ESH

NEW

AC/DC対応 車載コールドボックス



▲ T0082/FDH Auo



▲ T0022/FDH

断熱パネルメーカー ガリレイパネルクリエイトと 共同出展!

製薬・医薬や精密機械産業に欠かせないクリーンルーム。清掃性・気密性に優れた建具類と独自のパネルテクノロジーで超清浄空間をご提供します。



第24回 インターフェックス ジャパン


[会期] 2022年7月13日(水)～15日(金)

10:00～18:00(最終日17:00)

[会場] 東京ビッグサイト

[フクシマガリレイブース] 西2ホール19-10

[アクセス] りんかい線 「国際展示場」駅下車 徒歩約7分
ゆりかもめ 「東京ビッグサイト」駅下車 徒歩約3分



※ご入場には別途招待状が必要です。弊社営業担当者にお気軽にお申し付け下さい。