

2023年2月1日(水)～3日(金)
10:00～17:00 グランキューブ大阪
[フクシマガリレイブース] J-04

検体や医薬品等の試料保管に 超低温フリーザー Vitalシリーズ

デュアル冷却システムによって、万一のトラブル発生時も片側の冷凍回路だけで低温を維持できる2つの冷凍回路を搭載。故障時のリスク回避にも繋がります。

NEW

ノンフロントタイプ 薬用保冷库

FMS-505G ▶



▲ FMD-D600ETRL



▲ FMD-D350ESH

AC/DC対応 車載コールドボックス



▲ T0022/FDH



低温インキュベーター

FMU-054I ▶



JASIS関西2023

【会期】2023年2月1日(水)～3日(金)
10:00～17:00


【会場】グランキューブ大阪
[フクシマガリレイブース] J-04

【アクセス】

京阪電車中之島線「中之島(大阪国際会議場)駅」(2番出口)すぐ

JR大阪環状線「福島駅」下車 徒歩約15分

JR東西線「新福島駅」下車 徒歩約10分



※ご入場には別途招待状が必要です。弊社営業担当者にお気軽にお申し付け下さい。