

2024 年 5 月 28 日

報道関係者各位

フクシマガリレイ株式会社

フクシマガリレイとガリレイパネルクリエイトで インターフェックスジャパン 2024 共同出展のご案内

フクシマガリレイ株式会社(本社：大阪市西淀川区、代表取締役 社長執行役員 福島 豪)は、6 月 26 日(水)から 28 日(金)の 3 日間、東京ビッグサイトで開催される「インターフェックスジャパン 2024」にガリレイパネルクリエイト(株)と共同出展いたします。



インターフェックスジャパン 2024 ガリレイグループブースイメージ

ガリレイグループブースでは、温度設定 -40°C ～ -20°C に対応した自然冷媒採用のメディカルフリーザーを近日発売として初出品します。他に、検体や試料などの保管に使用する超低温フリーザーやグリーン冷媒 R1234yf を採用した薬用保冷库・薬用冷凍冷蔵庫・小型薬用保冷库・業務用冷凍冷蔵庫・製氷機なども出品します。また、ガリレイパネルクリエイトの断熱パネルを使用したクリーンルームやシステム天井の提案などを行います。

■地球環境に配慮

新たにラインナップ追加となる自然冷媒採用のメディカルフリーザーを近日発売として出品します。従来機は-30~-20℃でしたが、より低い温度-40℃まで可能となりました。自然冷媒のR290を採用し、地球温暖化への影響が低く、オゾン層を破壊しません。

他にも温度設定-80~-60℃のノンフロン冷媒採用の超低温フリーザーや、微燃性ノンフロン冷媒R1234yfを採用した業務用冷蔵庫・製氷機を出品し、2024年4月から先行対応開始した冷媒ガス漏れ10年保証のPRも行います(2025年4月から全機種・全製品対象)。
同じくノンフロン冷媒 R1234yf 採用の薬用保冷库や薬用冷凍冷蔵庫、小型薬用保冷库も出品します。

■優れた性能・機能

デュアル冷却方式の超低温フリーザーを出品。独立した冷凍サイクルを2系統搭載することで、片側の冷凍サイクルが故障した際の温度上昇リスクを低減させ、貴重なサンプルの保管に対する信頼性・安全性を高めた製品です。また、便利なタッチパネル・フィルターレスタイプも出品します。

■クリーンルーム・システム天井の提案

製薬・医療や精密機械産業に欠かさないクリーンルーム。ガリレイパネルクリエイトは、清掃性・気密性に優れた建具類と独自のパネルテクノロジーで、超清浄空間を提供します。

システム天井は、施工性・メンテナンス性に優れ、ライン変更に対してもフレキシブルな対応を実現します。断熱パネルはノンフロンパネル「エコネア(econea)」を採用しています。

名 称：第26回インターフェックスジャパン(医薬品・化粧品製造展)

会 期：2024年6月26日(水)~28日(金) 10:00~17:00

会 場：東京ビッグサイト東ホール

主 催：RX Japan 株式会社

ガリレイグループブース：東2ホール 12-26

■インターフェックスジャパン 2024 会場入場登録

<https://www.interphex.jp/tokyo/ja-jp/register.html?code=1032770365524407-DNU>

入場には事前に来場者登録が必要です。登録後に生成される「来場者バッチ」を必ず持参してください。

お問い合わせ先 フクシマガリレイ株式会社(担当：営業戦略部 企画広報課)

〒555-0011 大阪市西淀川区竹島2-6-18 TEL：06-6477-2031 FAX：06-6477-0025

URL：<https://www.galilei.co.jp/>